

Albumine in urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	Ochtendurine
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	Koelkast
Stabiliteit (KT):	7 dagen
Stabiliteit (4°C):	1 maand
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	albumine_in_urine_2024-05_v7.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Kinderen (0-5 jaar): < 20 mg/L albumine
< 37 mg albumine/g creatinine

Volwassenen: < 20 mg/g creatinine

Eenheden: mg/L
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 1754-1

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer: 543351
B-waarde: 250
Prijs: 1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer: 543362
B-waarde: 250
Prijs: 1.99

▼ Analysegegevens

Minimum volume test: 10 mL
Labo aanvraagnummer: 6020

Labo verkort nummer:
Medidoc code:

ALB.URI
13577C.U

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/321?auth=1>