

# Albumine in urine

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Urinetube
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 mL
<b>Afname condities:</b>	Ochtendurine
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Koelkast
<b>Stabiliteit (KT):</b>	7 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	1 maand
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	6 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">albumine_in_urine_2024-05_v7.pdf</a>

## ▼ Referentiewaarden

### Referentiewaarden:

Kinderen (0-5 jaar): < 20 mg/L albumine  
< 37 mg albumine/g creatinine

Volwassenen: < 20 mg/g creatinine

**Eenheden:** mg/L  
**Bron referentiewaarde:** Bijsluiter Roche

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

## ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 1754-1

### ▼ Tarief ambuland

**RIZIV nomenclatuurnummer:** 543351  
**B-waarde:** 250  
**Prijs:** 1.99

### ▼ Tarief vrijblijvend

**RIZIV nomenclatuurnummer:** 543362  
**B-waarde:** 250  
**Prijs:** 1.99

## ▼ Analysegegevens

**Minimum volume test:** 10 mL  
**Labo aanvraagnummer:** 6020

**Labo verkort nummer:**  
**Medidoc code:**

ALB.URI  
13577C.U

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/321?auth=1>