

Albumine in urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	Ochtendurine
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	Koelkast
Stabiliteit (KT):	7 dagen
Stabiliteit (4°C):	1 maand
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	albt2_tq_urine-csf_2020-01_v14.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Kinderen (0-5 jaar): < 20 mg/L albumine
< 37 mg albumine/g creatinine

Volwassenen: < 20 mg/g creatinine

Eenheden: mg/L
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 1754-1

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	543351
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	543362
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	6020
Labo verkort nummer:	ALB.URI
Medidoc code:	13577C.U

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/albumine-urine?auth=1>