

Hemoglobine elektroforese

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Volbloed
Minimale hoeveelheid:	3 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	4 dagen
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Sebia
-------------------------------	------------------

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	3 x per week (ma, wo, vr)
Maximum antwoordtijd:	2 dagen
Toestel:	Capillarys
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	540654
B-waarde:	500
Prijs:	3.98

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540665
B-waarde:	500
Prijs:	3.98

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	3 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	HB.elk.com
Medidoc code:	57173..B