

Witte bloedcellen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Volbloed
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:	
Pasgeborenen (< 1 dag)	9000 - 30000
1 dag - 7 dagen	5000 - 21000
7 dagen - 1 maand	5000 - 20000
1 maand - 2 maanden	5500 - 18000
2 maanden - 1 jaar	6000 - 18000
1 jaar - 2 jaar	6000 - 17000
2 jaar - 4 jaar	5500 - 15500
4 jaar - 7 jaar	5000 - 14500
7 jaar - 10 jaar	4500 - 13500
10 jaar - 12 jaar	4500 - 12500
12 jaar - 18 jaar	4500 - 11000
18 jaar - 110 jaar	4000 - 10000
Eenheden:	/ μ L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Sysmex

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. Robert De Loecker
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	XN-3000 Sysmex
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 6690-2

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer: 127050
B-waarde: 40

Prijs: 0.32

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer: 127061
B-waarde: 40
Prijs: 0.32

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:
Doorbelwaarde bovengrens:
Minimum volume test: 2 mL
Interferentie:
Labo aanvraagnummer: 1020
Labo verkort nummer: WBC
Medidoc code: 13709A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/witte-bloedcellen?auth=1>