

Ureum in random urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	2 dagen
Stabiliteit (4°C):	7 dagen
Stabiliteit (-20°C):	1 maand
Bijsluiter:	ureal_2020-01_v13.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	801 - 1666 mg/dL
Eenheden:	mg/dL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 3092-4

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	543771
B-waarde:	50
Prijs:	0.40

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	543782
B-waarde:	50
Prijs:	0.40

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 ml
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	6030

Labo verkort nummer:
Medidoc code:

UREU.URI
57437A.U

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/ureum-random-urine?auth=1>