

Oestron

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serumtube (rood)
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	ng/L
Bron referentiewaarde:	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr Ilse Weets
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	Geen analysetoestel toegekend
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	hormonologie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2258-2

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	559355
B-waarde:	500
Prijs:	3.98

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	559366
B-waarde:	500
Prijs:	3.98

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	OESN
Medidoc code:	44865A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/oestron?auth=1>