

Eiwitdosage 24 uur urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Debietpot voor 24 uur urinecollectie
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	7 dagen
Stabiliteit (-20°C):	1 maand
Bijsluiter:	tpuc3_2015-05_v12.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	< 0.14 g/24u
Eenheden:	g/24u
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	24 uur urine

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	21482-5
--------------------	---------

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	EIW.24u
Medidoc code:	13577B.U