

Reticulocyten

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Volbloed
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

0	-	1 dag	30 - 70
1 dag	-	3 dagen	10 - 70
3 dagen	-	7 dagen	1 - 15
7 dagen	-	1 maand	2 - 20
1 maand	-	1.5 maand	3 - 35
1.5 maand	-	2 maand	4 - 45
2 maand	-	3 maand	3 - 36
3 maand	-	1 jaar	2 - 28
1 jaar	-	110 jaar	2 - 18

Eenheden:	/10*3 RBC
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Siemens

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. Robert De Loecker
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	XN-3000 Sysmex
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 14196-0

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	127131
B-waarde:	70
Prijs:	0.56

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	127142
B-waarde:	70
Prijs:	0.56

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	1040
Labo verkort nummer:	RETI
Medidoc code:	63012D.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/reticulocyten?auth=1>