

## FSH

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	5 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	14 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	6 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">fsh_2023-09_v4.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

Referentiewaarden tabel (leeg)

**Eenheden:** IU/L  
**Bron referentiewaarde:** Bijsluiter Roche

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 15067-2

#### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	546136
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.39

▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	546140
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.39

▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	2220
<b>Labo verkort nummer:</b>	FSH
<b>Medidoc code:</b>	447070.B