

## TSH receptor as

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	8 uur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	2 weken
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">bijsluiter_anti-tsh-r_versie_2016-06.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

0.0 - 2.9: negatief

2.9 - 3.3: grenszone

> 3.3: positief

**Eenheden:** IU/L

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	2 dagen
<b>Toestel:</b>	Immunocap 250
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	433171
<b>B-waarde:</b>	900
<b>Prijs:</b>	7.17

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	433182
<b>B-waarde:</b>	900
<b>Prijs:</b>	7.17

### ▼ Analysegegevens

**Doorbelwaarde ondergrens:**  
**Doorbelwaarde bovengrens:**

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	2160
<b>Labo verkort nummer:</b>	TSHR.as
<b>Medidoc code:</b>	44397A.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/tsh-receptor?auth=1>