

TSH receptor as

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|--|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 8 uur |
| Stabiliteit (4°C): | 2 weken |
| Stabiliteit (-20°C): | |
| Bijsluiter: | bijsluiter_anti-tsh-r_versie_2016-06.pdf |

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

0.0 - 2.9: negatief

2.9 - 3.3: grenszone

> 3.3: positief

Eenheden: IU/L

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Maria Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr. Biol. A Schallier |
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 2 dagen |
| Toestel: | Immunocap 250 |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Algemeen aanvraagformulier |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 433171 |
| B-waarde: | 900 |
| Prijs: | 7.17 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 433182 |
| B-waarde: | 900 |
| Prijs: | 7.17 |

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:
Doorbelwaarde bovengrens:

| | |
|-----------------------------|----------|
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |
| Labo aanvraagnummer: | 2160 |
| Labo verkort nummer: | TSHR.as |
| Medidoc code: | 44397A.B |

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/tsh-receptor?auth=1>