

Parathormoon

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	Staal onmiddellijk naar het laboratorium brengen
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	Plasma: 2 dagen, serum: 8 uur
Stabiliteit (4°C):	Plasma: 3 dagen, serum: 2 dagen
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	pth_2023-02_v29.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	15 - 65 ng/L
Eenheden:	ng/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2731-8

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	559274
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	559285
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Niet RIZIV prijs

RIZIV nomenclatuurnummer:	559274
B-waarde:	600
Prijs:	4.78

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	2520
Labo verkort nummer:	PTH.int
Medidoc code:	44841A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/parathormoon?auth=1>