

Desipramine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	75 - 150 µg/L
Referentiewaarden:	
Som imipramine + desimipramine:	
- therapeutisch:	150-300 µg/L
- toxisch:	>500 µg/L
Eenheden:	µg/L

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	1 x per dag
Maximum antwoordtijd:	3 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Biochemie

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	547153
B-waarde:	1600
Prijs:	12.74

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	547164
B-waarde:	1600
Prijs:	12.74

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	

Labo verkort nummer:

DES.IMPM

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/desipramine?auth=1>