

CH50

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Staal dadelijk gekoeld centrifugeren en serum invriezen.
Transport condities:	Ingevroren
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

66 - 113 %

Eenheden: %

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Prof. Xavier Bossuyt
Uitvoerfrequenties:	2 x per week
Maximum antwoordtijd:	
Toestel:	Siemens Medical Solutions Diagnostics (Dade Behring) - BEP III
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	biochemie

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	556150
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	556161
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	Totaalcomplemenet
Labo verkort nummer:	COMP.CH50-a
Medidoc code:	58357A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/ch50?auth=1>