

# Anaplasma phagocyt IgG

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">aanvraagformulier_anaplasma_militair_hospitaal.pdf</a>

## ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	< 1/64
<b>Eenheden:</b>	titer

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Militair Hospitaal
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Dr V Claes
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	2 x per maand
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 weken
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Infectieuze serologie

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>B-waarde:</b>	150
<b>Prijs:</b>	4.78

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	ANAP.PHA.IgG