

Anaplasma phagocyt IgG

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|--|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |
| Bijsluiter: | aanvraagformulier_anaplasma_militair_hospitaal.pdf |

▼ Referentiewaarden

| | |
|--------------------------|--------|
| Referentiewaarde: | < 1/64 |
| Eenheden: | titer |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-----------------------|
| Uitvoerend labo: | Militair Hospitaal |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Dr V Claes |
| Uitvoersfrequenties: | 2 x per maand |
| Maximum antwoordtijd: | 3 weken |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Infectieuze serologie |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|------------------|------|
| B-waarde: | 150 |
| Prijs: | 4.78 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | ANAP.PHA.IgG |