

Hepatitis Be antilichamen

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|---|
| Afname recipient voorkeur: | Li - heparine (groen) |
| Afname recipient alternatief: | Serumtube (rood) |
| Staal type: | Plasma of serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Bewaren bij 2 - 8°C en verzenden bij kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

| | |
|------------------|-------|
| Eenheden: | ratio |
|------------------|-------|

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Brussel |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Prof. Dr. Ellen Anckaert |
| Uitvoerfrequenties: | 5 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 4 dagen |
| Toestel: | Architect i2000sr (Abbott) |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | infectieuze serologie |

▼ Tarificatiegegevens

| | |
|--------------------|---------|
| Loinc code: | 22320-6 |
|--------------------|---------|

▼ Tarief ambuland

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 551456 |
| B-waarde: | 250 |
| Prijs: | 1.99 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 551460 |
| B-waarde: | 250 |
| Prijs: | 1.99 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |
| Labo aanvraagnummer: | 4690 |
| Labo verkort nummer: | HBV.e.as.kwt |
| Medidoc code: | 58461A.B |

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/hepatitis-be-antilichamen?auth=1>