

Rode bloedcellen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Volbloed
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	x10 ⁶ /μL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Siemens

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. Robert De Loecker
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	XN-3000 Sysmex
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 789-8

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	127035
B-waarde:	40
Prijs:	0.32

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	127046
B-waarde:	40
Prijs:	0.32

▼ Analysegegevens

Doorbelaarde ondergrens:	
Doorbelaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	RBC
Medidoc code:	13707A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/rode-bloedcellen?auth=1>