

# Porfobilinogeen

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Urinetube
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 ml
<b>Afname condities:</b>	Staal afschermen van licht
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

## ▼ Referentiewaarden

**Eenheden:**  
**Bron referentiewaarde:**

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Erasmus
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	1 x per dag
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	4 dagen
<b>Toestel:</b>	Geen analysetoestel toegekend
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	24 uur urine

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	543653
<b>B-waarde:</b>	50
<b>Prijs:</b>	0.40

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	543664
<b>B-waarde:</b>	50
<b>Prijs:</b>	0.40

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	10 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	PORF.kwl.URI
<b>Medidoc code:</b>	57425A.U