

Gentamicine piekwaarde

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	Afname moet 1 uur na toediening gebeuren
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (4°C):	1 week
Stabiliteit (-20°C):	4 weken
Bijsluiter:	gent2_2024-07_v9.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:	5.0 - 8.0 mg/L
Eenheden:	mg/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Therapeutische monitoring

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	548715
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	548726
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Niet RIZIV prijs

RIZIV nomenclatuurnummer:	548715
B-waarde:	300
Prijs:	2.39

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	3870
Labo verkort nummer:	GENT.piek

Medidoc code:

63035D.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/528?auth=1>