

Kalium in 24-uur urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Debietpot voor 24 uur urinecollectie
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	14 dagen
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	ise_indirect_na-k-cl_2019-05_v11.pdf

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	mmol/24u
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Geen analysetoestel toegekend
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	24 uur urine

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	2829-0
--------------------	--------

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	K.24u
Medidoc code:	57427B.U