

Kalium in 24-uur urine

▼ Afname condities

| | |
|-----------------------------------|---|
| Afname recipient voorkeur: | Debietpot voor 24 uur urinecollectie |
| Staal type: | Urine |
| Minimale hoeveelheid: | 10 ml |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 14 dagen |
| Bijsluiter: | ise_indirect_na_k_cl_2022-12_v9.pdf |

▼ Referentiewaarden

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Eenheden: | mmol/24u |
| Bron referentiewaarde: | Bijsluiter Roche |

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 3 uur |
| Toestel: | Geen analysetoestel toegekend |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | 24 uur urine |

▼ Tarificatiegegevens

| | |
|--------------------|--------|
| Loinc code: | 2829-0 |
|--------------------|--------|

▼ Analysegegevens

| | |
|-----------------------------|----------|
| Minimum volume test: | 10 ml |
| Labo verkort nummer: | K.24u |
| Medidoc code: | 57427B.U |