

Bijnier antistoffen

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|------------------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Brussel |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoerfrequenties: | 5 x per week (ma - vr) |
| Maximum antwoordtijd: | 1 week |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | autoantilichamen |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 555951 |
| B-waarde: | 300 |
| Prijs: | 2.39 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 555962 |
| B-waarde: | 300 |
| Prijs: | 2.39 |

▼ Analysegegevens

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Doorbelaarde ondergrens: | |
| Doorbelaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | BIJNS.as.kwl |
| Medidoc code: | 58341B.B |