

# Immunolectroforese

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube ( rood )
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 ml
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	3 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	1 jaar

## ▼ Referentiewaarden

<b>Eenheden:</b>	
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Sebia

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr Biol A Schallier
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 dag
<b>Toestel:</b>	Hydrasis
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	biochemie

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	542032
<b>B-waarde:</b>	900
<b>Prijs:</b>	7.17

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	542043
<b>B-waarde:</b>	900
<b>Prijs:</b>	7.17

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	Immuno.fixatie
<b>Labo verkort nummer:</b>	IMG.frac.int
<b>Medidoc code:</b>	57188..B

