

Indirecte antiglobuline test

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | Li - heparine (groen) |
| Staal type: | Plasma of serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 3 dagen |
| Stabiliteit (4°C): | 3 dagen |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-----------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Maria Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Dr. Robert De Loecker |
| Uitvoersfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 1 dag |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Immuno hematologie |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 555133 |
| B-waarde: | 400 |
| Prijs: | 3.18 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 555144 |
| B-waarde: | 400 |
| Prijs: | 3.18 |

▼ Niet RIZIV prijs

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 555133 |
| B-waarde: | 300 |
| Prijs: | 2.39 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Labo aanvraagnummer: | 1230 |
| Labo verkort nummer: | IAT |
| Medidoc code: | 58363B.B |

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/indirecte-antiglobuline-test?auth=1>