

Cryoglobuline

▼ Afname condities

| | |
|--|--|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) op 37°C af te halen in labo |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 5 mL |
| Afname condities: | |
| Afnemen in een tube op 37°C, laten stollen op 37°C en onmiddellijk afpipetteren na centrifugatie | |
| Bewaring: | 37°C |
| Transport condities: | 37°C |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|---------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Brussel |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Dr Ilse Weets |
| Uitvoersfrequenties: | 1 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 2 weken |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | serumeiwitten |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 540374 |
| B-waarde: | 60 |
| Prijs: | 0.48 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 540385 |
| B-waarde: | 60 |
| Prijs: | 0.48 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|----------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 5 mL |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | CRYO |
| Medidoc code: | 57143A.B |

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/cryoglobuline?auth=1>