

# Toxoplasmose IgM

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	3 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	3 weken
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	3 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">toxo_igm_2024-08_v7.pdf</a>

## ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	0 - 0.8 ratio
<b>Eenheden:</b>	ratio
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 dag
<b>Toestel:</b>	Cobas Pro
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551773
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.47

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551784
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.41

## ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	43001
<b>Labo verkort nummer:</b>	TXP.IgM.kwt
<b>Medidoc code:</b>	58511C.B