

APTT

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Citraat-tube (blauw)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	4,5 mL
Afname condities:	Tube moet volledig gevuld zijn
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	1 dag
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

0 - 15 jaar 25.1 - 36.5

15 - 110 jaar 22 - 35

Eenheden:	sec
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Instrumentation Laboratory

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. Robert De Loecker
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	ACLTOP 500
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Stolling

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 14979-9

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	554676
B-waarde:	100
Prijs:	0.80

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	554680
B-waarde:	100
Prijs:	0.80

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	4,5 mL

Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	1320
Labo verkort nummer:	APTT
Medidoc code:	58161A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/aptt?auth=1>