

Complement C3d

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|---|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | Steeds C3 mee aanvragen: centrifugeren en serum invriezen |
| Bewaring: | Diepvries |
| Transport condities: | Ingevroren |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

| | |
|-------------------------------|---|
| Eenheden: | % |
| Bron referentiewaarde: | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|---------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Leuven |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoersfrequenties: | 1 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 2 weken |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | serumeiwitten |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 541170 |
| B-waarde: | 125 |
| Prijs: | 1.00 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 541181 |
| B-waarde: | 125 |
| Prijs: | 1.00 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|----------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | COMP.C3d |
| Medidoc code: | 57217X.B |