

## FT4 index

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Gekoeld (2-8°C) verzenden
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	4.8 - 12.7 index
<b>Eenheden:</b>	index

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Leuven
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	Dagelijks
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	<5 dagen
<b>Toestel:</b>	Roche Modular E
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Hormonologie

### ▼ Tarificatiegegevens

<b>Loinc code:</b>	3028-8
--------------------	--------

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	FT4.ind
<b>Medidoc code:</b>	44811A.B