

Oestradiol

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	24 uur
Stabiliteit (4°C):	2 dagen
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	estradiol_iii_2023-09_v10.pdf

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	ng/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2243-4

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	546210
B-waarde:	500
Prijs:	3.98

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	546221
B-waarde:	500
Prijs:	3.98

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	2205
Labo verkort nummer:	OESD-g
Medidoc code:	44861A.B