

JAK-2mutatie

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars) + beenmerg
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Volbloed en beenmerg
Minimale hoeveelheid:	EDTA: 10 ml, beenmerg 1 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr Ilse Weets
Uitvoerfrequenties:	2 x per maand
Maximum antwoordtijd:	3 weken
Toestel:	Geen analysetoestel toegekend
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	moleculaire hematologie

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	EDTA: 10 ml, beenmerg 1 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	JAK2