

Hematocriet

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Volbloed
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

0 - 1 dag	44 - 64		
1 - 7 dagen	42 - 62		
7 - 14 dagen	39 - 59		
14 dagen - 1 maand	34 - 48		
1 - 2 maand	32 - 42		
2 - 6 maand	30 - 40		
6 maand - 1 jaar	32 - 42		
1 - 6 jaar	36 - 44		
6 - 12 jaar	36 - 45		
12 - 18 jaar	37 - 49 (man)	36 - 46 (vrouw)	
18 - 110 jaar	41 - 53 (man)	36 - 46 (vrouw)	

Eenheden:	%
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Siemens

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. R. De Loecker
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	XN-3000 Sysmex
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 4544-3

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer: 127035
B-waarde: 40
Prijs: 0.32

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer: 127046
B-waarde: 40
Prijs: 0.32

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:
Doorbelwaarde bovengrens:
Minimum volume test: 2 mL
Interferentie:
Labo aanvraagnummer: 1010
Labo verkort nummer: HT
Medidoc code: 13707F.B