

## Proteïne S

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Citraat-tube (blauw)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Volbloed
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	3 mL
<b>Afname condities:</b>	Centrifugeren en plasma diepgevroren verzenden
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Diepgevroren
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Referentiewaarden

<b>Eenheden:</b>	%
<b>Bron referentiewaarde:</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	2 x per maand
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 weken
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Stolling

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 27821-8

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	554153
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.39

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	554164
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.39

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	3 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	1355
<b>Labo verkort nummer:</b>	PRS
<b>Medidoc code:</b>	63024F.B

