

LH

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	5 dagen
Stabiliteit (4°C):	14 dagen
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	▫ lh_2024-01_v9.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Test subjects ^{b)}	N	LH mIU/mL		
		Percentile		
		50 th	5 th	95 th
Men	322	4.0	1.7	8.6
Women				
• Follicular phase	316	5.9	2.4	12.6
• Ovulation phase	56	30.8	14.0	95.6
• Luteal phase	280	4.3	1.0	11.4
• Postmenopause	132	29.1	7.7	58.5

Eenheden:	IU/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. Anneleen Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	5 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 10501-5

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	546114
B-waarde:	300
Prijs:	2.39

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	546125
B-waarde:	300
Prijs:	2.39

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	2215
Labo verkort nummer:	LH
Medidoc code:	447050.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/680?auth=1>