

## D-dimeer

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Citraat-tube (blauw)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	4,5 mL
<b>Afname condities:</b>	Tube moet volledig gevuld zijn
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	6 uur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	0 - 500
<b>Eenheden:</b>	ng/mL

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Dr. Robert De Loecker
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	ACLTOP 500
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Stolling

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 48067-3

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	554455
<b>B-waarde:</b>	400
<b>Prijs:</b>	3.18

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	554466
<b>B-waarde:</b>	400
<b>Prijs:</b>	3.18

#### ▼ Niet RIZIV prijs

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	554455
<b>B-waarde:</b>	200
<b>Prijs:</b>	1.59

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	4,5 mL

<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	1340
<b>Labo verkort nummer:</b>	FIB.DDIM.kwt
<b>Medidoc code:</b>	58148A.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/d-dimeer?auth=1>