

Calcitonine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	3 ml
Afname condities:	
EDTA afnemen , op ijs gekoeld naar labo brengen : onmiddelijk afcentrifugeren en het plasma invriezen	
Bewaring:	Diepvries
Transport condities:	Ingevroren
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	pg/mL
Bron referentiewaarde:	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr Ilse Weets
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	tumormarkers

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 1992-7

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	559296
B-waarde:	600
Prijs:	4.78

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	559300
B-waarde:	600
Prijs:	4.78

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	3 ml
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	2530
Labo verkort nummer:	CT
Medidoc code:	44843A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/calcitonine?auth=1>