

Glucose in 24 uur urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Debietpot voor 24 uur urinecollectie
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 ml
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	1 dag
Bijsluiter:	gluc3_2025-01_v8.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

< 0.5 g/24u

Eenheden:	g/24u
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr Biol A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas CE 2 - APP00255
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	biochemie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	2351-5
--------------------	--------

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	10 ml
Labo verkort nummer:	GLU.24u
Medidoc code:	13575C.U