

Glucose in 24 uur urine

▼ Afname condities

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Debietpot voor 24 uur urinecollectie |
| Staal type: | Urine |
| Minimale hoeveelheid: | 10 ml |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 1 dag |
| Stabiliteit (4°C): | 1 dag |
| Bijsluiter: | gluc3_2022-04_v5.pdf |

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

< 0.5 g/24u

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Eenheden: | g/24u |
| Bron referentiewaarde: | Bijsluiter Roche |

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-----------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Maria Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr Biol A Schallier |
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 3 uur |
| Toestel: | Cobas CE 2 - APP00255 |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | biochemie |

▼ Tarificatiegegevens

| | |
|--------------------|--------|
| Loinc code: | 2351-5 |
|--------------------|--------|

▼ Analysegegevens

| | |
|-----------------------------|----------|
| Minimum volume test: | 10 ml |
| Labo verkort nummer: | GLU.24u |
| Medidoc code: | 13575C.U |