

Urinezuur

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	3 dagen
Stabiliteit (4°C):	7 dagen
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	ua2_2019-12_v14.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

0 - 5 dagen:	0 - 5.5 mg/dL
5 dagen - 4 weken:	0 - 5.2 mg/dL
4 weken - 1 jaar:	0 - 6.2 mg/dL
1 jaar - 18 jaar	0 - 6.1 mg/dL
> 18 jaar man:	3.4 - 7.0 mg/dL
> 18 jaar vrouw:	2.4 - 5.7 mg/dL

Eenheden:	mg/dL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	3084-1
--------------------	--------

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	125016
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Tarief vrijblijvend

...
RIZIV nomenclatuurnummer: 125020
B-waarde: 60
Prijs: 0.48

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:
Doorbelwaarde bovengrens:
Minimum volume test: 2 mL
Interferentie:
Labo aanvraagnummer: 1460
Labo verkort nummer: URIZ
Medidoc code: 13501A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/urinezuur?auth=1>