

Oxaalzuur in 24 uur urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Debietpot voor 24 uur urinecollectie
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 ml
Afname condities:	
Nooit in frigo bewaren, aanzuren met 1 % geconcentreerd HCL, steeds creatinine meeanvragen	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	mg/24u
Bron referentiewaarde:	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	Geen analysetoestel toegekend
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	24 uur urine

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2701-1

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	543572
B-waarde:	600
Prijs:	4.78

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	543583
B-waarde:	600
Prijs:	4.78

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	OXZ.24u
Medidoc code:	57417B.U

