

## Oxaalzuur in 24 uur urine

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Debietpot voor 24 uur urinecollectie
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 ml
<b>Afname condities:</b>	
Nooit in frigo bewaren, aanzuren met 1 % geconcentreerd HCL, steeds creatinine meeanvragen	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Referentiewaarden

<b>Eenheden:</b>	mg/24u
<b>Bron referentiewaarde:</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Leuven
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	1 x per week
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	10 dagen
<b>Toestel:</b>	Geen analysetoestel toegekend
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	24 uur urine

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 2701-1

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	543572
<b>B-waarde:</b>	600
<b>Prijs:</b>	4.78

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	543583
<b>B-waarde:</b>	600
<b>Prijs:</b>	4.78

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	10 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	OXZ.24u
<b>Medidoc code:</b>	57417B.U

