

# Insuline

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	4 uur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	2 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	6 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">insuline_2022-11_v7.pdf</a>

## ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	2.6 - 24.9 mU/L
<b>Eenheden:</b>	mU/L
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas Pro
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	koolhydraten metabolisme

## ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 20448-7

### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	546092
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.39

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	546103
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.39

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	1830

**Labo verkort nummer:**  
**Medidoc code:**

INSU  
447570.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/insuline?auth=1>