

## Bilirubine direct

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	Staal afschermen van het licht
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	2 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	7 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	6 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">bild2_2023-12_v5.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	0.0 - 0.3 mg/dL
<b>Eenheden:</b>	mg/dL
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 15152-2

#### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540175
<b>B-waarde:</b>	80
<b>Prijs:</b>	0.64

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540186
<b>B-waarde:</b>	80
<b>Prijs:</b>	0.64

#### ▼ Niet RIZIV prijs

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540175
<b>B-waarde:</b>	100
<b>Prijs:</b>	0.80

### ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo verkort nummer:</b>	BILL.gec
<b>Medidoc code:</b>	13503B.B

