

Zink in bloed

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	1 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Serum bewaren bij 2 - 8 °C tot verzending
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	70 - 150 µg/dL
--------------------------	----------------

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Martin Manou
Uitvoersfrequenties:	min. 1 x per week (geen vaste dag)
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	PinAAcle (Perkin Elmer)
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 5763-8

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	541575
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	541586
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	1555
Labo verkort nummer:	ZN
Medidoc code:	57235A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/zink-bloed?auth=1>