

Valproïnezuur

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	2 dagen
Stabiliteit (4°C):	7 dagen
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden
Bijsluiter:	□ valp2_2024-02_v8.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:
Referentiewaarden:

Normaalwaarden: 50.0 - 100.0 mg/L

Doorbelwaarde: > 150 mg/L

Eenheden: mg/L
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 4086-5

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer: 548096
B-waarde: 350
Prijs: 2.79

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer: 548100
B-waarde: 350
Prijs: 2.79

▼ Analysegegevens

Minimum volume test: 2 mL
Labo aanvraagnummer: 3420
Labo verkort nummer: VALP
Medidoc code: 57905F.B

