

Triglyceriden

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	Moet nuchter afgenomen worden
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	2 dagen
Stabiliteit (4°C):	15 dagen
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden
Bijsluiter:	trigl_2024-12_v7.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0 - 150 mg/dL
Eenheden:	mg/dL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2571-8

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	541376
B-waarde:	70
Prijs:	0.56

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	541380
B-waarde:	70
Prijs:	0.56

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	1920
Labo verkort nummer:	TRIG
Medidoc code:	57227A.B