

Aluminium

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Speciale tube te verkrijgen op labo
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	Speciale tubes te bekomen in het labo. Special afnameprocedure terug te vinden in labogids UZ Leuven.
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	Kamertemperatuur, maar niet op het einde van de week verzenden
Stabiliteit (KT):	48 uur
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

- < 5 µg/L
- < 60 µg/L: veilig
- 60 - 100 µg/L: accumulatie
- > 200 µg/L: toxisch

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	1 x per 2 weken
Maximum antwoordtijd:	20 dagen
Toestel:	VARIA - SpectrAA 200
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Toxicologie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 5574-9

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	547094
B-waarde:	1200
Prijs:	9.55

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	547105
B-waarde:	1200
Prijs:	9.55

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	AL
Medidoc code:	57761A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/aluminium?auth=1>