

# Aluminium

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Speciale tube te verkrijgen op labo
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	Speciale tubes te bekomen in het labo. Special afnameprocedure terug te vinden in labogids UZ Leuven.
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur, maar niet op het einde van de week verzenden
<b>Stabiliteit (KT):</b>	48 uur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

## ▼ Referentiewaarden

### Referentiewaarden:

- < 5 µg/L
- < 60 µg/L: veilig
- 60 - 100 µg/L: accumulatie
- > 200 µg/L: toxisch

## ▼ Interpretatie

### Klinische interpretatie:

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Leuven
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	1 x per 2 weken
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	20 dagen
<b>Toestel:</b>	VARIA - SpectrAA 200
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Toxicologie

## ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 5574-9

### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547094
<b>B-waarde:</b>	1200
<b>Prijs:</b>	9.55

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547105
<b>B-waarde:</b>	1200
<b>Prijs:</b>	9.55

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	AL
<b>Medidoc code:</b>	57761A.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/aluminium?auth=1>